

Propre et blanche.  
Douce et fraîche.  
Des résultats toujours  
satisfaisants.



PRODUIT CHIMIQUE LIQUIDE

Programme de lessive à basse température Aquanomic<sup>MC</sup> 2.0

 AQUANOMIC<sup>MC</sup>

 ECOLAB<sup>®</sup>

Là où ça compte.

# La propreté des serviettes et des draps est en tête de vos préoccupations



90 %

**des voyageurs** évitent les hôtels étiquetés comme étant « malpropres ».<sup>1</sup>



77 %

**des professionnels du lavage** de l'industrie de l'hébergement ont déclaré que l'élimination des taches est un grand défi.<sup>2</sup>



80 %

**des serviettes ou draps rejetés** le sont à cause des taches ou du manque de blancheur comparativement à 5 % à cause de l'usure.<sup>3</sup>



<sup>1</sup> LateRooms, 15 novembre 2012

<sup>2</sup> Étude 2012 sur les habitudes et les pratiques de lavage d'Ecolab. Effectuée par Satisfaction Management Systems. Rapport présenté en février 2013.

<sup>3</sup> Ecolab in Market Linen-Life Research, juin 2014.

## Associez-vous à Ecolab et maximisez la blancheur et l'éclat de votre lessive

Réglez vos problèmes de lessive, atteignez vos objectifs d'entreprise et faites plaisir à vos clients. Ecolab vous aidera à relever les plus grands défis en matière de lavage de linge, vous permettant de fournir les meilleurs résultats tout en réduisant les coûts de remplacement du linge et les coûts des services publics.

### Vous pouvez compter sur :

- **Une expertise technique** pour analyser vos problèmes particuliers
- **Des solutions flexibles** pouvant être taillées sur mesure pour atteindre les meilleurs résultats
- **Une formation experte** pour améliorer l'efficacité de votre personnel
- **Assistance locale sur place en cas d'urgence** 24 heures sur 24, tous les jours de l'année

# Formules chimiques avancées pour un niveau plus élevé de propreté

Vos clients seront enchantés par les résultats de propreté, de blancheur, de douceur et de fraîcheur, et ce, dès la première lessive. Le programme de lessive liquide à basse température Aquanomic 2.0 d'Ecolab offre systématiquement des résultats supérieurs qui réduisent le besoin de relaver tout en prolongeant la durée de vie du linge.

## Des résultats inégalables avec chaque brassée



**PROPRE**

Obtenez une plus grande propreté générale dès la première fois.



**BLANC**

Obtenez du linge d'un blanc étincelant en vous attaquant au ternissement et au jaunissement.



**DOUX**

Gardez votre linge doux et agréable au toucher grâce à l'assouplissant Ecolab, le plus performant de l'industrie.

**Jusqu'à 6 fois plus de douceur!\***



**FRAIS**

Vous offre un frais parfum de longue durée que vos clients sauront apprécier.

**Jusqu'à 2 fois plus de fraîcheur!\***

\*Par rapport au concurrent le plus proche, selon un test à l'aveugle mené par une tierce partie.

## Visez la **blancheur**

La formule avancée Aquanomic cible la cause profonde du ternissement et du jaunissement, vous pouvez donc vous attendre à obtenir constamment du linge propre et blanc.



**Avant Ecolab**



**40 lavages avec Aquanomic 2.0**



**100 lavages avec Aquanomic 2.0**

# Une solution complète pour la lessive

Quels que soient vos besoins en matière de lessive, Ecolab peut vous aider. Nous offrons une solution de bout en bout qui se veut efficace sur les taches, douce pour les tissus et qui permet de prolonger la durée de vie de votre linge.

## Programme de lessive liquide à basse température Aquanomic 2.0

Une formule chimique à basse température qui procure un plus grand pouvoir détachant que les produits de la concurrence. Ajoutez l'agent antitache Greasy Soil Remover pour traiter les taches tenaces et graisseuses à même la lessive.



## Programme d'élimination des taches StainBlaster<sup>MC</sup>

Éliminez les taches particulièrement tenaces et prolongez la durée de vie du linge grâce à notre gamme d'agents de prétraitement par pulvérisation et de sachets Power Paks.



# Réalisez des économies mesurables

Le programme de lessive liquide à basse température Aquanomic 2.0 permet d'importantes économies d'énergie et d'eau par rapport aux programmes de lessive traditionnels, ce qui améliore votre rentabilité.


Économies d'eau de **40 %\*** | Économies d'énergie de **50 %\*** | Réduction du remplacement de linge de **87 % et plus\*** | Jusqu'à **9 500 \$** d'économies annuelles totales\*

## Programme de lessive traditionnel

QUANTITÉ TOTALE D'EAU **214 GALLONS**

ÉNERGIE **0,97 THERM (UNITÉ THERMALE)**

TEMPÉRATURE DE LAVAGE **120 °F / 49 °C**



**AQUANOMIC™**  
Programme de lessive à basse température avec cycle Smart Wash

**107 GALLONS** QUANTITÉ TOTALE D'EAU

**0,39 THERM (UNITÉ THERMALE)** ÉNERGIE

**100 °F / 38 °C** TEMPÉRATURE DE LAVAGE

EAU CHAUDE | EAU FROIDE



EAU



ÉNERGIE



PROCÉDURES



PRODUCTIVITÉ

## Informations éclairantes qui simplifient vos services de blanchisserie

- Tendances d'économies en eau et en énergie au fil du temps
- Visibilité du nombre de brassées pour aider à optimiser l'efficacité
- Amélioration continue par le biais d'un partenariat avec votre représentant Ecolab

\*Basé sur une installation d'hébergement de 160 chambres au taux d'occupation de 75 %, 7,3 kg de linge par chambre, une température de lavage de 100 °F/38 °C comparativement à 120 °F/49 °C typiquement, au tarif national moyen de l'eau et de l'électricité aux É.-U. Économies sur le linge utilisé par les clients basées sur des études de marché menées d'avril 2013 à décembre 2014; données sur le remplacement de linge calculées sur une base annuelle à partir de plus de 700 hôtels, de 2011 à 2015.

# Les produits liquides basse température Aquanomic 2.0

	PRODUIT	N° D'ARTICLE/ FORMAT	REMARQUES
	Détergent pour lessive basse température	6101186 15 gallons 6101187 55 gallons	Contrôle les conditions de l'eau pour optimiser la performance et offrir des tissus plus propres et plus blancs.
	Adjuvant pour lessive basse température	6101184 15 gallons 6101185 55 gallons	Lorsqu'utilisé avec du détergent, il élimine les taches tenaces et rend le linge plus blanc à chaque lavage.
	Détachant pour lessive basse température	6101182 15 gallons 6101183 55 gallons	Prolonge la durée de vie du linge en blanchissant les souillures et en préservant l'intégrité du tissu.
	Agent pour lessive basse température Clearly Soft Plus	6101178 15 gallons 6101179 55 gallons	Offre aux clients le nec plus ultra en matière de fraîcheur et de douceur longue durée.
	Neutralisant pour lessive basse température	6101180 15 gallons 6101181 55 gallons	Protège le linge en neutralisant le pH du tissu.
	Neutralisant avec agent de contrôle du fer pour lessive basse température	6101188 15 gallons 6101189 55 gallons	Empêche l'usure des tissus en rétablissant un pH neutre dans les régions où l'eau contient beaucoup de fer.
	Agent antitache pour la lessive Greasy Soil Remover	6101190 15 gallons 6101191 55 gallons	Additif à détergent hautement concentré qui élimine les souillures tenaces, huileuses ou graisseuses sur les tissus synthétiques; très efficaces contre les taches d'aliments et de boissons (produit facultatif).
	Trousse de démarrage StainBlaster	6101110 1 trousse	Trousse à montage mural contenant une bouteille de chacun des détachants StainBlaster suivants : agent Enzyme Boost, dégraissant Grease Remover, détachant Makeup Remover et détachant Destainer (produit facultatif).

Format de 55 gallons offert aux É.-U. seulement.



## Obtenez une lessive d'une propreté et d'une blancheur inégalables dès aujourd'hui

Associez-vous à Ecolab pour obtenir une lessive propre, blanche, douce et fraîche.

Visitez le site [www.ecolab.com/aquanomic](http://www.ecolab.com/aquanomic) pour en apprendre plus ou composez le 1 800 352-5326.